

제품명: LGALS3 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83345

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드나트륨이 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IP 1:100-1:200
분자량	33kDa

항원 정보


유전자명	LGALS3
다른 이름	LGALS3
유전자 ID	-
SwissProt ID	P17931
면역원	정제된 인간 LGALS3 재조합 단백질

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



HeLa 세포용질에 대한 LGALS3 마우스 항체를 사용한 웨스턴 블롯 분석



레인 1: HeLa 세포용질 레인 2: AMM83345 항체 이용하여 HeLa 세포용질에서 면역침강된 LGALS3; 레인 3: 레인 2와 동일한 IgG 중성화제를 사용한 결과 AMM83345는 LGALS3를 면역침강시킬 수 없음