

제품명: PFKM 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83349

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:100-1:200, IP 1:100-1:200
분자량	-

항원 정보


유전자명	PFKM
다른 이름	PFKM
유전자 ID	-
SwissProt ID	P08237
면역원	정제된 인간 PFKM 재조합 단백질

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



라인1: SH-SY5Y 세포용질 라인2: PFKM 마우스항체를 사용하여 SH-SY5Y 세포용질에 면역침전 PFKM; 라인3 : 라인2 외용질에 IgG 종다항체를 사용하여 PFKM 마우스항체 PFKM 을 면역침전시켰다



PFKM 항체(AMM83349)를 이용한 골격근 조직 IHC-P 분석