

제품명: TP53I3 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83376

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 함유된 PBS 용해정제항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	IP 1:100-1:200
분자량	-

항원 정보


유전자명	TP53I3
다른 이름	TP53I3
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q53FA7
면역원	정제인간TP53I3 재조합단편

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



라인1: Hep G2 세포용량 라인2: TP533 마우스항체를 사용하여 Hep G2 세포용량에 면역시킨 TP5313; 라인3:
 라인2 외용제인 IgG 동대항체를 사용하여 TP5313 마우스항체는 TP5313 를 면역시키지 않았음