

**제품명: UPB1** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM83393**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정 없음
아이소타입	Mouse IgG2a
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액 중 단클론 항체
정제	천상 정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:100-1:200
분자량	Calculated MW:; Observed MW:42kD

## 항원 정보


유전자명	UPB1
다른 이름	UPB1
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q9UBR1
면역원	정제된 인간 UPB1 재조합 단백질

## 배경


-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



UPB1 마우스 근육 조직을 이용한 간접 면역형광 분석



UPB1 항체(AMM83393)를 이용한 간접 IHC-P 분석