

**제품명: Rapgef4** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM83430**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC
반응성	생쥐
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG2a
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IHC 1:25-1:200
분자량	-

## 항원 정보


유전자명	Rapgef4
다른 이름	Rapgef4
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q9EQZ6
면역원	정제된 마우스 Rapgef4 재조합 단백질

## 배경

-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



Rapgef4 항체를 이용한 근육조직 IHC-P 분석 (Rapgef4 마우스 분형)