

**제품명: MACROH2A2** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM83434**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨이 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IHC 1:20-1:100
분자량	-

## 항원 정보


유전자명	MACROH2A2
다른 이름	MACROH2A2
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q9P0M6
면역원	정제된 인간 MACROH2A2 재조합 단백질

## 배경

-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



MACROH2A2 항 (MACROH2A2 마우스 단클론 항체)을 이용한 조직 IHC-P 분석