

**제품명: PNP** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM83457**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG2b
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IP 1:100-1:200
분자량	-

## 항원 정보


유전자명	PNP
다른 이름	PNP
유전자 ID	-
SwissProt ID	P00491
면역원	정제된 인간 PNP 재조합 단백질

## 배경

-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



레인1: HL-60 세포용액 레인2: PNP 마우스 IgG를 이용하여 HL-60 세포용액에서 면역침전 PNP; 레인3: 레인2와 동일한 IgG 중대항체를 사용하지 않고 PNP 마우스 IgG를 이용하여 면역침전 결과