

**제품명:** IL32 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호:** AMM83479

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG2b
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IP 1:100-1:200
분자량	-

## 항원 정보


유전자명	IL32
다른 이름	IL32
유전자 ID	-
SwissProt ID	P24001
면역원	정제된 인간 IL32 재조합 단백질

## 배경

-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



레인1: U-937 세포용질 레인2: IL32 마우스 단클론항체를 사용하여 U-937 세포 용질에서 면역침전 IL32; 레인3: 레인2와 동일한 IgG 동형 대항체를 사용하여 IL32 마우스 단클론항체 IL32를 면역침전할 수 없다