

**제품명: GSTT2B** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM83520**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IP
반응성	인자 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부동액 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IP 1:100-1:200
분자량	-

## 항원 정보


유전자명	GSTT2B
다른 이름	GSTT2B
유전자 ID	-
SwissProt ID	P0CG30
면역원	정제된 인간 GSTT2B 재조합 단백질

## 배경

-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



레인1: 쥐간 조직용액 레인2: GSTT2B 마우스 단클항체를 사용하여 쥐간 조직용액에서 면역침전 GSTT2B; 레인3: 레인2와 동일한 IgG 동형체 단항체를 사용하여 GSTT2B 마우스 단클항체 GSTT2B 를 면역침전할 수 없다.