

제품명: CUL5 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83521

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정 없음
아이소타입	Mouse IgG2a
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 부동액 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	IP 1:100-1:200
분자량	-

항원 정보


유전자명	CUL5
다른 이름	CUL5
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q93034
면역원	정제된 인간 CUL5 재조합 단백질

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



1 번째인 마우스 조종에 2 번째인 CUL5 마우스를 함께 사용하여 마우스 조종에서 얻은 CUL5; 3 번째인 2 번째 인과 유사한 IgG 중 대조항을 사용하여 CUL5 마우스를 함께 CUL5 를만 추출할 수 있다