

제품명: UPB1 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83529

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IP
반응성	인간 쥐
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG2b
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨이 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	IP 1:100-1:200
분자량	-

항원 정보


유전자명	UPB1
다른 이름	UPB1
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q9UBR1
면역원	정제된 인간 UPB1 재조합 단백질

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



레인1: 쥐간 조직용액 레인2: UPB1 마우스 단클론항체를 이용하여 쥐간 조직용액에서 면역침전 UPB1; 레인3: 레인2 외 동일한 IgG 용액에 대해 시험한 결과 UPB1 마우스 단클론항체는 UPB1 을 면역침전시킬수었다