

제품명: 인간 IgG4 마우스 단클론 항체
카탈로그 번호: AMM83584
연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드/부틸아민 함유 PBS 용액(정제) 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 36 kDa; Observed MW: 36 kDa


항원 정보

유전자명	Human IgG4
다른 이름	Human IgG4
유전자 ID	-
SwissProt ID	P01861
면역원	재조합 인간 IgG4

배경

연구 분야

이미지 데이터



마이크로아우토항원형 인간 면역 반응을 유도하는 항체는 인간 IgG4 무스본 항체를 사용했고, 이 항체는 과다한 접합을 형성하지 IgG 를 사용했다.