

제품명: TSNAX 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83621

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
속주	생쥐
적용	IHC, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨이 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:200-1:500, IP 1:100-1:200
분자량	-

항원 정보


유전자명	TSNAX
다른 이름	TSNAX
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q99598
면역원	정제된 인간 TSNAX 재조합 단백질

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



레인1: TSNAX 마우스 단클론항체를 사용하여 MCF7 세포 용출액에서 면역침전 TSNAX; 레인2: 동일한 레인에서 IgG 동형 다중클론항체를 사용한 결과 TSNAX 마우스 단클론항체는 TSNAX 를 면역침전시킬 수 있다



TSNAX 항체(AMM83621)를 이용한 조직의 IHC-P 분석