

제품명: ARAF 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM83634

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG2b
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드나트륨이 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	68kDa

항원 정보


유전자명	ARAF
다른 이름	ARAF
유전자 ID	-
SwissProt ID	P10398
면역원	정제된 인간 ARAF 재조합 단백질

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



라인1: K-562 세포용액 15 μ g 라인2: HeLa 세포용액 15 μ g 라인3: HEK-293 세포용액 15 μ g