

**제품명: STX17** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM83641**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제항체)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:200-1:500
분자량	33.4kDa

## 항원 정보


유전자명	STX17
다른 이름	STX17
유전자 ID	-
SwissProt ID	P56962
면역원	정제인간 STX17 재조합단편

## 배경


-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



SH-SY5Y 용액에 대한 STX17 마우스 항체를 사용한 웨스턴 블롯 분석



STX17 항체(AMM83641)를 이용한 조직 IHC-P 분석