

**제품명: ARHGAP45** 마우스 단클론 항체  
**카탈로그 번호: AMM83647**  
연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IHC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드나트륨이 함유된 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:200
분자량	124.6kDa

## 항원 정보


유전자명	ARHGAP45
다른 이름	ARHGAP45
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q92619
면역원	정제된 인간 ARHGAP45 재조합 단백질

## 배경


-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



Raji 용혈에 대한 ARHGAP45 마우스 단백질을 사용하여 Western blot 분석



ARHGAP45 항체(AMM83647)를 사용하여 조직 IHC-P 분석