

**제품명: STAT2** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM83661**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IP
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG2b
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IP 1:100-1:200
분자량	113kDa

## 항원 정보


유전자명	STAT2
다른 이름	STAT2
유전자 ID	-
SwissProt ID	P52630
면역원	정제된 인간 STAT2 재조합 단백질

## 배경


-

## 연구 분야

## 이미지 데이터



K-562 세포용물에 대한 STAT2 마우스 단백질을 사용한 웨스턴 블롯 분석



레인1: K-562 세포용물 레인2: AMM83661 항체로 용액 K-562 세포용물에서 침착된 STAT2; 레인3: 레인2와 동일한 IgG 용액에 항체를 사용하지 않음 결과 AMM83661은 STAT2를 면역 침착시킬 수 없음