

제품명: MYH1 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM84935

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	ICC
반응성	인간 쥐 생쥐 조직
결합	비결합
변형	수정 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.5% 보르덴질 및 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	ICC 1:50-1:200
분자량	-

항원 정보

유전자명	MYH1
다른 이름	fast skeletal muscle; MYH3; HEMHC; Myosin-1; Myosin heavy chain 2x; MyHC-2x; Myosin heavy chain IIx/d; MyHC-IIx/d; Myosin heavy chain; skeletal muscle; adult 1
유전자 ID	4619.0
SwissProt ID	P12882
면역원	마우스 중위 합성 펩타이드


배경

근수축

연구 분야

-

이미지 데이터



MYH1 항체를 이용한 조직면형영에서 MYH1의면형분석