

제품명: NBR1 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM84957

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC
반응성	인간 쥐 생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다블루 0.5% 보오덴질 50% 글리세롤 함유 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:50-1:100
분자량	-

항원 정보


유전자명	NBR1
다른 이름	1A13B; MIG19; Nbr1
유전자 ID	4077.0
SwissProt ID	Q14596
면역원	대장균에서 발효된 정제된 재조합 단백질

배경

유리항원 표지 단백질은 항체를 연구에 사용할 수 있는 것으로 증명된다.

연구 분야

이미지 데이터



NBR1 항을 이용하여 근육 조직의 면역조직화 분석을 하기 위하여 고온 조건(구연산 buffer pH 6.0)을 사용하였다.