

제품명: ALDOC 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM85995

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, FC
반응성	인간 쥐 생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG3
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드(트립톤) 함유된 PBS 용해정제항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, FC 1:25-1:50
분자량	39.5kDa

항원 정보

유전자명	ALDOC
다른 이름	Fructose-bisphosphate aldolase C, Brain-type aldolase, ALDOC, ALDC
유전자 ID	230.0
SwissProt ID	P09972
면역원	정제된 His-태그가 부착된 ALDOC 단백질을 용해하여 단클론 항체를 생성함.

배경

연구 분야

이미지 데이터

도판 1:2000 희귀항ALDOC 항(C-말)

