

제품명: RAB3B 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM86000

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IHC, FC
반응성	인간 쥐 생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IHC 1:100-1:500, FC 1:25-1:50
분자량	24.8kDa

항원 정보


유전자명	RAB3B
다른 이름	Ras-related protein Rab-3B, RAB3B
유전자 ID	5865.0
SwissProt ID	P20337
면역원	0 RAB3B 항체는 인간 RAB3B 재조합 단백질로부터 마우스로 생성되었습니다.

배경

단클론성 유세포 분석용 표지 항체 관련 정보

연구 분야

이미지 데이터



도판 1:2000 희석 Anti-RAB3B 항체