

**제품명: CDX1** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM86005**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	인간 쥐 생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 트라이클로에탄올(TBS 용매) 중립 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000
분자량	28.1kDa

## 항원 정보

유전자명	CDX1
다른 이름	Homeobox protein CDX-1, Caudal-type homeobox protein 1, CDX1
유전자 ID	1044.0
SwissProt ID	P47902
면역원	정제된 His-태깅 부위인 CDX1 단백질을 사용하여 단클론 항체를 생성했습니다.

## 배경

장기 종양학 과정에서 역할을 할 수 있다.

## 연구 분야

## 이미지 데이터

도관항CDX1 항(C-말) 1:1000-1:2000 측정

