

**제품명: RAB27B** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM86010**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, FC
반응성	인공 쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드나트륨이 함유된 PBS 용해정제항체
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, FC 1:25-1:50
분자량	24.6kDa

## 항원 정보


유전자명	RAB27B
다른 이름	Ras-related protein Rab-27B, C25KG, RAB27B
유전자 ID	5874.0
SwissProt ID	O00194
면역원	0 RAB27B 항원인 RAB27B 의 재조합 단백질 마우스로 생성되었습니다.

## 배경

요청 시 표천체에 유전자 정보를 제공할 수 있습니다.

## 연구 분야

## 이미지 데이터



도판인 Anti-RAB27B 항체 1:2000 희석