

제품명: RAB18 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM86012

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, FC
반응성	인간 쥐 생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 TBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, FC 1:25-1:50
분자량	23.0kDa

항원 정보


유전자명	RAB18
다른 이름	Ras-related protein Rab-18, RAB18
유전자 ID	22931.0
SwissProt ID	Q9NP72
면역원	0 RAB18 항체는 인간 RAB18 재조합 단백질 면역원 마우스로 생성되었습니다.

배경

세막상 세포의 세포골격에 관여하며 세포골격 인접 세포와 수송에 관여할 수 있다. 눈노출 및 신경 발생에 중요한 역할을 한다.

연구 분야

이미지 데이터



도판인 Anti-RAB18 항체 1:500-1:2000 희석