

제품명: RAB27A 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM86013

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, FC
반응성	인간 쥐 생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드/투름(함유된) PBS 용해정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, FC 1:25-1:50
분자량	24.9kDa

항원 정보


유전자명	RAB27A
다른 이름	Ras-related protein Rab-27A, Rab-27, GTP-binding protein Ram, RAB27A, RAB27
유전자 ID	5873.0
SwissProt ID	P51159
면역원	0 RAB27A 항체는 인간 RAB27A 재조합 단백질로 만든 마우스로 생성되었습니다.

배경

랩에서 제품 사용 시 주의해야 합니다. 과잉 사용은 연구에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

연구 분야

이미지 데이터



항RAB27A 항체1:2000 희석+ K562 전사본용액