

제품명: RAB5B 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM86016

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	인공 쥐
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000
분자량	23.7kDa

항원 정보


유전자명	RAB5B
다른 이름	Ras-related protein Rab-5B, RAB5B
유전자 ID	5869.0
SwissProt ID	P61020
면역원	0 RAB5B 항체는 인간 RAB5B 의 재조합 단백질 면역 마우스로 생성되었습니다.

배경

단클론성 유세포 배양으로 생산에 대한 가능성이 높음

연구 분야

이미지 데이터



항RAB5B 항 1:2000 희석 + A431 전사본용액