

**제품명: WBP2** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM86077**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	인공 펩타이드
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용액(정제된 형태)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000
분자량	28.1kDa

## 항원 정보

유전자명	WBP2
다른 이름	WW domain-binding protein 2, WBP-2, WBP2
유전자 ID	23558.0
SwissProt ID	Q969T9
면역원	0-WBP2 항체는 WBP2 의 C-말단 부위(1~261 번 아미노산)에 대한 단클론 항체로 생성되었습니다.

## 배경

## 연구 분야

## 이미지 데이터

도판 1:2000 희석 Anti-WBP2 항(C-말)

