

제품명: RNF4 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM86118

연구용 전용

요약

| | |
|----------|---|
| 설명 | 마우스 단클론 항체 |
| 숙주 | 생쥐 |
| 적용 | WB |
| 반응성 | 인간 |
| 결합 | 비결합 |
| 변형 | 수정되지 않음 |
| 아이소타입 | Mouse IgG1 |
| 클론성 | 단클론 |
| 형태 | 액체 |
| 농도 | 1mg/ml |
| Storage | Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오. |
| Shipping | Ice bags |
| 버퍼 | 0.05% 아지드 나트륨이 함유된 PBS 용해정제된 항체 |
| 정제 | 천상정제 |

적용

| | |
|-------|------------------|
| 희석 비율 | WB 1:1000-1:2000 |
| 분자량 | 21.3kDa |

항원 정보

| | |
|--------------|---|
| 유전자명 | RNF4 |
| 다른 이름 | E3 ubiquitin-protein ligase RNF4, 6.3.2.-, RING finger protein 4, Small nuclear ring finger protein, Protein SNURF, RNF4, SNURF |
| 유전자 ID | 6047.0 |
| SwissProt ID | P78317 |
| 면역원 | 0 RNF4 항체는 인간 RNF4 의인 뉴클레오타이드 서열 1-211을 기반으로 생성되었습니다. |

배경


E3 유비퀴틴 리가제는 단백질에 공유 결합된 폴리우빌린에 결합하여 집단 단백질 'Lys-6', 'Lys-11', 'Lys-48', 'Lys-63' 인접 폴리우빌린을 매개하고 유비퀴틴 분해소인 프로테아좀에 단백질을 유입합니다. PML 및 전사 활성 인자 PEA3 를 포함한 여러 단백질 분를 조절한다. 영채질 및 병취형에 관여하며 폴리우빌린 CENPI 를 단백질 분해소로 표적화하여 뉴코 CENPH-CENPI-CENPK

복합을 조절한다. EPAS1 및 PARP1의 분해는 산화 및 알칼리성에서 DNA/뉴클레오타이드 결합이 전염을 촉진할 수 있으며, 이를 기본 전 및 대의 수에 전 활성을 촉진할 수 있다.

연구 분야

-

이미지 데이터



도판 1:2000 확대 RNF4 항체