

**제품명: GSTA1** 마우스 단클론 항체

**카탈로그 번호: AMM86122**

연구용 전용

## 요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	인간 쥐 생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 $-20^{\circ}\text{C}$ 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드 나트륨 함유된 PBS 용해정제된 항체
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:2000-1:5000
분자량	25.6kDa

## 항원 정보

유전자명	GSTA1
다른 이름	Glutathione S-transferase A1, 2.5.1.18, GST HA subunit 1, GST class-alpha member 1, GST-epsilon, GSTA1-1, GTH1, Glutathione S-transferase A1, N-terminally processed, GSTA1
유전자 ID	2938.0
SwissProt ID	P08263
면역원	이 GSTA1 항체는 인간 GSTA1 의 amino acid sequence에 기반한 단일클론 항체로 만들어집니다.

## 배경

항원 클론화 및 다양한 생체 내 및 생체 외 실험에 적합

## 연구 분야

-

## 이미지 데이터

도판 1:5000 희석 Anti-GSTA1 항체

