

제품명: 사이토케라틴 6 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM86153

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB, IHC, ICC
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	Mouse IgG1
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다블루와 50% 글세롤이 함유된 PBS 용액에 저장된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:1000-1:2000, IHC 1:50-1:300, ICC 1:100-1:200
분자량	46-58kDa

항원 정보


유전자명	Cytokeratin 6
다른 이름	Cytokeratin 6 Mouse
유전자 ID	-
SwissProt ID	P02538/P04259/P48668
면역원	-

배경

사이토케라틴은 상피 조직에서 질내 골에 존재하는 케라틴 함유 중 섬유 단백질이다.

연구 분야

이미지 데이터



Western blot analysis of protein expression in Hela cells (Lane 1) and HepG2 cells (Lane 2) using anti-IL6 antibody. The blot shows a strong band at approximately 66KD in both lanes, indicating the presence of IL6 protein. The molecular weight markers are indicated on the left.