

제품명: HAO1 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM86161

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	WB
반응성	쥐 생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.5% 보오덴질 및 50% 글리세롤 함유된 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000
분자량	41kDa

항원 정보


유전자명	HAO1
다른 이름	HAO1
유전자 ID	54363;
SwissProt ID	Q9UJM8
면역원	재조합 단백질

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



HAO1 단백질 사용에 (1) 마우스 간 조직, (2) 랫 간 조직에 대한 단백질 분획을 수행했다