

제품명: 콜라겐 I 마우스 단클론 항체

카탈로그 번호: AMM86165

연구용 전용

요약

설명	마우스 단클론 항체
숙주	생쥐
적용	IHC
반응성	인간 쥐 생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	단클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지다티움 0.5% 보오덴틸릿 50% 글리세롤 함유된 PBS 용액에 정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:50-1:200
분자량	139kDa

항원 정보


유전자명	Collagen I
다른 이름	Collagen alpha-1(I) chain (Alpha-1 type I collagen)
유전자 ID	1277;
SwissProt ID	P02452
면역원	합성 콜라겐 펩타이드

배경


연구 분야

PI3K-Akt 신호전달경로

이미지 데이터



피부에 포함된 인간 피부 조직에 대해 1:200 의 화학물질인 마우스 단클항체를 이용한 면역조직화 분석



피부에 포함된 피부 조직에 대해 1:200 의 화학물질인 마우스 단클항체를 이용한 면역조직화 분석