

제품명: Cbfa2t2 쥐 단클론 항체

카탈로그 번호: AMR83163

연구용 전용

요약

설명	쥐 단클론 항체
숙주	쥐
적용	IHC
반응성	쥐 안
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Rat IgG2c
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드(부동) 함유된 PBS 용액(정된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:50-1:100
분자량	-

항원 정보


유전자명	Cbfa2t2
다른 이름	Cbfa2t2
유전자 ID	-
SwissProt ID	O70374
면역원	MTGR1 단백질

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



항Cbfa2t2 항체(Cbfa2t2 쥐 단백질)를 이용한 조직 IHC-P 분석