

제품명: Smc2 쥐 단클론 항체

카탈로그 번호: AMR83255

연구용 전용

요약

설명	쥐 단클론 항체
숙주	쥐
적용	WB
반응성	생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Rat IgG2a
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지드/부틸아민 함유 PBS 용해정제된 항체
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	132kDa

항원 정보


유전자명	Smc2
다른 이름	Smc2
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q8CG48
면역원	장된 마우스 Smc2 재조합 단백질

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



레인지: 마우스 상피 조직 용액 15 μ g