

제품명: Smc3 쥐 단클론 항체

카탈로그 번호: AMR83258

연구용 전용

요약

설명	쥐 단클론 항체
숙주	쥐
적용	WB, IHC
반응성	생쥐
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Rat IgG2a
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관 (12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지트와 투름이 함유된 PBS 용액 (정된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:100-1:200
분자량	55kDa

항원 정보


유전자명	Smc3
다른 이름	Smc3
유전자 ID	-
SwissProt ID	Q9CW03
면역원	정된 마우스 Smc3 재조합 단백질

배경


-

연구 분야

이미지 데이터



마우스 항체를 NIH/3T3 용액에 대한 SMC3 mAb를 사용하여 Western blot 분석



항SMC3 항체(AMR83258)를 사용하여 조직의 IHC-P 분석