

제품명: Stag2 쥐 단클론 항체

카탈로그 번호: AMR83262

연구용 전용

요약

설명	쥐 단클론 항체
숙주	쥐
적용	WB
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	Rat IgM
클론성	단클론
형태	액체
농도	0.5mg/ml. 본 제품의 농도는 제조 배치에 따라 다를 수 있습니다.
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	0.05% 아지트라이올 함유된 PBS 용액(정제된 항체)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	130kDa

항원 정보


유전자명	Stag2
다른 이름	Stag2
유전자 ID	-
SwissProt ID	O35638
면역원	정제된 마우스 Stag2 재조합 단백질

배경

-

연구 분야

이미지 데이터



레인1: K-562 세포용액 15 μ g; 레인2: Jurkat 세포용액 15 μ g; 레인3: MCF7 세포용액 15 μ g; 결과 Stag2
주 단백질에 의해 보통으로 Stag2 를 검출하였다.