

제품명: SF2 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab00273

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, FC
반응성	인간 췌장
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	토끼 IgG 는 인공 염색 염색액(pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% 아조화물 및 50% 글리세롤)에 용해되어 있습니다.
정제	천성 크로마토그래피

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, ICC/IF 1:50-1:200, FC 1:50-1:100
분자량	Calculated MW: 28 kDa; Observed MW: 33 kDa

항원 정보

유전자명	SRSF1
다른 이름	ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a
유전자 ID	6426
SwissProt ID	Q07955
면역원	인간 SF2 의 합성 펩타이드


배경

인간 SF2는 인공 염색 염색액(pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% 아조화물 및 50% 글리세롤)에 용해되어 있습니다. 이는 SF2의 구조적 특징을 반영하며, SF2는 인공 염색 염색액(pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% 아조화물 및 50% 글리세롤)에 용해되어 있습니다. 이는 SF2의 구조적 특징을 반영하며, SF2는 인공 염색 염색액(pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% 아조화물 및 50% 글리세롤)에 용해되어 있습니다.

연구 분야

후유화핵산염

이미지 데이터



SF2 항을 사용하여 스캐폴드에 SF2를 결합을 분석한다.