

**제품명:** 베스트로핀 2 토끼 다클론 항체

**카탈로그 번호:** APRab00442

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC
반응성	쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보르덴필릿 0.02% 아세트산 트리스염산 PBS 용액 (pH 7.3)
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100
분자량	Calculated MW: 57 kDa; Observed MW: 50 kDa

## 항원 정보

유전자명	BEST2
다른 이름	BEST 2 antibody; FLJ20132 antibody; Vitelliform macular dystrophy 2 homolog antibody
유전자 ID	54831
SwissProt ID	Q8NFU1
면역원	-


## 배경

칼레만인양물체를 형성한다

## 연구 분야

실험결과

## 이미지 데이터



바드관 2 항를 사용하여 유노 및 트노용 물에서 바드관 2 의 위치를 분석을 하였다