

제품명: 톨 유사 수용체 4 토끼 다클론 항체
카탈로그 번호: APRab00443
연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보온단질 및 0.02% 아지다와 투름을 함유한 PBS 용액(pH 7.3)
정제	천상정제

적용

희석 비율	IHC 1:50-1:100
분자량	-

항원 정보

유전자명	TLR4
다른 이름	TLR4; Toll-like receptor 4; hToll; CD antigen CD284
유전자 ID	7099
SwissProt ID	O00206
면역원	-


배경

LY96 및 CD14 외핵핵세포 분자질단(LPS)에 대한 선천적 면역 반응을 매개한다.

연구 분야

면역

이미지 데이터



투약용제 4 항을 이용한 파킨슨병 마우스 상조위 면역조직화학 분석 향인하여는 과다 조인 구산 나를 pH 6.0 용액 사용했다