

제품명: JAK3 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab00465

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보르덴필리트 0.02% 아지드와 투올을 함유한 PBS 용액(pH 7.3)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	Calculated MW: 125 kDa; Observed MW: 125 kDa

항원 정보

유전자명	JAK3
다른 이름	JAK3; Tyrosine-protein kinase JAK3; Janus kinase 3; JAK-3; Leukocyte janus kinase; L-JAK
유전자 ID	3718
SwissProt ID	P52333
면역원	이 항원은 인간 JAK3 에서 유래한 항원이다. 용액 중에서는 751-800


배경

인터루킨 2 및 인터루킨 4 신호전달 경로에 관여하는 비유형 분자 키나제 STAT6, IRS1, IRS2 및 PI3K 를 포함한다.


연구 분야

실험결과


이미지 데이터




JAK3 항체(빨색)와 DAPI(파란색)를 사용하여 태반 조직에서 JAK3 의 면역항분을 수행했다




JAK3 항체(빨색)와 DAPI(파란색)를 사용하여 위장 조직에서 JAK3 의 면역항분을 수행했다




태반에 표된 인간 조직에 JAK3 항체를 통한 면역조직화분을 수행했다. 항원화제는 고압온도 조건인 95도에서 pH 6.0 용액을 사용했다. 음성대조군은 이항체를 사용했다.



태반에 표된 인간 조직에 JAK3 항체를 통한 면역조직화분을 수행했다. 항원화제는 고압온도 조건인 95도에서 pH 6.0 용액을 사용했다. 음성대조군은 이항체를 사용했다.



태반에 표된 위 조직에 JAK3 항체를 통한 면역조직화분을 수행했다. 항원화제는 고압온도 조건인 95도에서 pH 6.0 용액을 사용했다. 음성대조군은 이항체를 사용했다.



태반에 표된 위 조직에 JAK3 항체를 통한 면역조직화분을 수행했다. 항원화제는 고압온도 조건인 95도에서 pH 6.0 용액을 사용했다. 음성대조군은 이항체를 사용했다.