

제품명: FMO3 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab00496

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보르덴필리트 0.02% 아세트산 트리스염산 PBS 용액(pH 7.3)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	Calculated MW: 60 kDa; Observed MW: 60 kDa

항원 정보

유전자명	FMO3 FMO3; Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3; Dimethylaniline oxidase 3;
다른 이름	FMO II; FMO form 2; Hepatic flavin-containing monooxygenase 3; FMO 3; Trimethylamine monooxygenase
유전자 ID	2328
SwissProt ID	P31513
면역원	이 항원은 인간 FMO3의 N-말단에서 유래한 항원입니다. 아민산 범위 101-150


배경

이 항체는 인간 FMO3의 N-말단에서 유래한 항원입니다. 아민산 범위 101-150


연구 분야

신호전달


이미지 데이터




FMO3 항체를 사용하여 HeLa 세포 용출액에서 FMO3의 위치 단백질 분리를 수행했다.



과편에 표지된 인간 조직에 FMO3 항체를 용인 면역조직화 분석을 수행했다. 항원 특이성은 과편 조직의 경우 pH 6.0 용액을 사용했다.



과편에 표지된 인간 조직에 FMO3 항체를 용인 면역조직화 분석을 수행했다. 항원 특이성은 과편 조직의 경우 pH 6.0 용액을 사용했다.



FMO3 항체를 용인 과편에 표지된 인간 조직에 면역조직화 분석을 수행했다. 항원 특이성은 과편 조직의 경우 pH 6.0 용액을 사용했다.