

제품명: HGS 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab00612

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보르덴필리트 0.02% 아세트산 트리스염을 함유한 PBS 용액(pH 7.3)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	Calculated MW: 86 kDa; Observed MW: 86 kDa

항원 정보

유전자명	HGS
다른 이름	HGS; HRS; Hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate; Hrs; Protein pp110
유전자 ID	9146
SwissProt ID	O14964
면역원	-

배경

세포 분열 및 성장에 있어 핵심적인 세포 신호전달에 관여한다.

연구 분야

