

제품명: TCEAL6 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab00636

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보르덴필리트 0.02% 아세트산을 함유한 PBS 용액(pH 7.3)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	Calculated MW: 22 kDa; Observed MW: 32 kDa

항원 정보

유전자명	TCEAL6
다른 이름	TCEAL6; Transcription elongation factor A protein-like 6; TCEA-like protein 6; Transcription elongation factor S-II protein-like 6
유전자 ID	158931.0
SwissProt ID	Q6IPX3
면역원	-


배경

천상정제에 포함되었습니다.

연구 분야

후유전학 해석 플랫폼

이미지 데이터



TCEAL6 항체를 사용하여 CoLo 용액에서 TCEAL6의 위치를 분석을 수행합니다