

제품명: ANKRD20A1 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab00637

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보르덴필리트 0.02% 아세트산 함유한 PBS 용액(pH 7.3)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	Calculated MW: 94 kDa; Observed MW: 94 kDa

항원 정보

유전자명	ANKRD20A1
다른 이름	ANKRD20A1; ANKRD20A; Ankyrin repeat domain-containing protein 20A1
유전자 ID	84210
SwissProt ID	Q5TYW2
면역원	ANKRD20A1의 부위 1-100 (인간)


배경

세포에 유해하다.

연구 분야

세포 생물학

이미지 데이터



ANKRD20A1 항을 사용하여 3T3 세포 용출액에서 ANKRD20A1 의 위치 단백질을 검출하였다.