

제품명: TNF 수용체 2 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab01356

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, FC, IP
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정되지 않음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50mM 트리스클로르산(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% 글세롤, 0.01% 아지다나, 0.05% 보르덴필
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, ICC/IF 1:50-1:200, FC 1:50-1:100, IP 1:20-1:50
분자량	Calculated MW: 48 kDa; Observed MW: 65 kDa

항원 정보

유전자명	TNFRSF1B
다른 이름	CD120b; p75 TNF receptor; p80 TNF alpha receptor; Soluble TNFR1B variant 1; TBP-2; TBPII; TNF R75; TNFBR; TNFR-II; TNFR1B; TNFR2; TNFR80; TNFRII; Tnfrsf1b
유전자 ID	7133
SwissProt ID	P20333
면역원	인간 TNF 수용체 II 의 항원 펩타이드

배경


TRAF1/TRAF2 복합체는 TNFSF2/TNF- α 에 대한 반응을 가려주는 중요한 TNFSF1/리셉틴에 대한 5 배운 반응을 나타내며 복합체는 세포멸역인 BIRC2와 BIRC3를 TNFRSF1B/TNFR2에 결합시킨다. 수용체는 TNF- α 에 대한 대 효를 매개한다. 동단점은 TNF- α 의 유 구조를 나타내며 동단점은 TNF- α 의 생물학적 활성을 억제한다.

가을 조항을 사한다


연구 분야

세포 생물학


이미지 데이터




TNF 수용체 II 항체를 사용하여 3T3 및 C6 세포에서 TNF 수용체 II의 위치를 분석을 수행했다



TNF 수용체 II 항체를 사용하여 Jurkat 및 HeLa 세포에서 TNF 수용체 II의 위치를 분석을 수행했다



TNF 수용체 II 항체와 DAPI (청색)를 사용하여 HeLa 세포에서 TNF 수용체 II (녹색)의 위치를 분석을 수행했다



과테페틴인 단백질에 대한 TNF 수용체 항체를 통한 면역조직화학 분석은 고온 조건(인산 부동액 pH 6.0 용액)을 사용하였다