

제품명: SNAI1 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab03386

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인간
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보오덴빌리트 0.02% 아세트산 함유한 PBS 용액 (pH 7.3)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	Calculated MW: 29 kDa; Observed MW: 29 kDa

항원 정보

유전자명	SNAI1
다른 이름	SNAH; Zinc finger protein SNAI1; Protein snail homolog 1; Protein sna
유전자 ID	6615
SwissProt ID	O95863
면역원	이 항체는 인간 SNAI1 에서 유한 항원 펩타이드를 용해성 단백질로 생산되었습니다. 아민산 범위 215-264


배경

Snail 은 E-cadherin 전를 억제하는 전사 인자 단백질이다. E-cadherin 의 항종양 역할은 종양 억제 유전자로서 E-cadherin 결핍의 결과로 알려진 암 발생과 관련이 있다. Snail 과 E-cadherin mRNA 수준 사이에는 강한 역상관 관계가 있다. 또한 Snail 은 세포 주를 차단하고 세포 사멸에 대한 저항을 부여한다. GSK-3 및 PAK1 에 의한 Snail 의 인산화 Snail 의 안정성, 세포 내 위치 및 기능을 조절한다. 조직 특성, 인종, 조직에 대한 발현 패턴에 대한 정보는 EnkiLife 웹사이트를 참조하십시오.

연구 분야

후생학/핵산염기

이미지 데이터



SNAI1 항체를 사용하여 3T3 세포 용출액에서 SNAI1의 위치 단백질 분리를 수행합니다.