

제품명: Annexin V 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab03628

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB
반응성	인간 쥐 생체 유래
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보르덴필리트 0.02% 아세트산 트리스염인 PBS 용액(pH 7.3)
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000
분자량	Calculated MW: 36 kDa; Observed MW: 30 kDa

항원 정보

유전자명	ANXA5
다른 이름	PP4; ANX5; ENX2; RPRGL3.
유전자 ID	308
SwissProt ID	P08758
면역원	인간 Annexin V/ANXA5 의 합성 펩타이드


배경

이 단백질은 핵막을 구성하는 단백질로서 핵막의 구조적 안정성에 중요한 역할을 합니다.

연구 분야

세포 생물학

이미지 데이터



Annexin V 항체를 사용하여 BT3, HeLa, C6, COS7 및 MCF-7 세포 유형에서 Annexin V의 위치를 분석을 수행했다