

제품명: 4E-BP1 (인산화 Ser65) 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab04182

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
속주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인산화 단백질
결합	비특이적
변형	인산화
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오 단백질 0.5%, 산기방부제 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	15kDa

항원 정보

유전자명	EIF4EBP1
다른 이름	EIF4EBP1; Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; 4E-BP1; eIF4E-binding protein 1; Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1; PHAS-1
유전자 ID	1978.0
SwissProt ID	Q13541
면역원	이 항체는 인간 4E-BP1의 Ser64 인화 유전자에서 유한 항원 단백질을 사용하여 생성되었습니다. 아미노산 범위 30-79

배경


전체 단백질에서 인간 4E 결합 단백질(EIF4EBP1) (Homo sapiens) 이 유전자 번역체 단백질 결합 기능을 암호화한다. 이 단백질은 전체 단백질에서 인간 4E(eIF4E)와 직접 상호작용하며 eIF4E는 mRNA의 5' 말단 40S 리보솜 단백질을 결합하는 중심 유한체 구성요소이다. 이 단백질은 eIF4E의 상호작용 부위를 차단하여 번역을 억제한다. 이 단백질은 인산염기 및 인산염기를 포함

다양한 신호를 통해 인산화되며, 결국 eIF4E 리간체로서의 mRNA 번역을 촉진합니다. [RefSeq 제 2008년 7월] 기능: eIF4E는 eIF4F 복합체로 접합되는 것을 방지하여 eIF4E 활성을 조절합니다. 호르몬 성장인자 및 MAP 키네이스를 통해 신호를 전달하는 계층에 의해 단백질 번역을 매개합니다. PTM: 인산염, EGF 및 PDGF에 반응하여 세린 및 트로폰산 잔기 인산화. DNA 손상, ATM 또는 ATR에 의해 인산화될 수 있습니다. 유성 eIF4E 결합 단백질 계열에 속합니다. 소위 인산화 효소는 EIF4EBP1은 EIF4G1/EIF4G3와 경쟁하여 EIF4E와 상호작용합니다. 인산염에 의해 MAP 키네이스 (MAPK1 및 MAPK3)의 EIF4EBP1 인산화 복합체를 열어서 EIF4G1/EIF4G3가 결합하고 결국 모노메리 개를 형성합니다. 그러나 인FKBP에 의해 매개되는 인산염을 역회복할 수 있습니다.


연구 분야

항상성 조절, 인산염 수용체, mTOR; ErbB/HER; PI3K/Akt; AMPK

이미지 데이터



피루에피토프틴 인간 결장암 조직에 대한 면역조직화학 분석 (4E-BP1 (Phospho-Ser64) 항체 사용). 오른쪽 그림은 인산화 효소가 더 치환된 결과이다.



인산염 0.01U/ml로 15분 동안 처리한 Jurkat 세포 용출물을 4E-BP1 (Phospho-Ser64) 항체 사용에 의해 유발된 분획했습니다. 오른쪽 그림은 인산화 효소가 더 치환된 결과입니다.