

제품명: A-Raf(인산화 Tyr302) 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab04255

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인산화 생체
결합	비결합
변형	안화된
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오 단백질 0.5%, 산기방부제 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

적용

희석 비율	WB 1:500-1:2000, IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:200-1:1000, ELISA 1:10000-1:20000
분자량	68kDa

항원 정보

유전자명	ARAF
다른 이름	ARAF; ARAF1; PKS; PKS2; Serine/threonine-protein kinase A-Raf; Proto-oncogene A-Raf; Proto-oncogene A-Raf-1; Proto-oncogene Pks
유전자 ID	369.0
SwissProt ID	P10398
면역원	이 항체는 Tyr302 인산화 부위를 위한 A-RAF 유체항원을 사용하여 생성되었습니다. 아민산 범위 276-325

배경

이 유전자는 세포 유전체 단백질 키나제 계열 RAF 하위군에 속하며 세포 성장 및 분열에 관여합니다. 이 유전체는 세포 다른 신호를 암화하는 다클론 이상 전사 변이체 발현을 나타냅니다. [RefSeq] 제 2012년 1월, 축적형 ATP + 단백질 = ADP + 인산화 단백질 보조인자 소위 단백질 키나제 2 개 결합 가능 세포 내 핵의 유성 신호 전달에 관여 유성 단백질 키나제 유체항원에 속함 유성 단백질 키나제 유체항원

