

**제품명: BID(인산화 Ser78) 토끼 다클론 항체**

**카탈로그 번호: APRab04318**

연구용 전용

## 요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	IHC, ICC/IF, ELISA
반응성	인산화
결합	비결합
변형	인산화
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	글리세롤 50%, 보오 단백질 0.5%, 산기방부제 N 0.02%를 함유한 PBS 용액
정제	천상정제

## 적용

희석 비율	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:10000
분자량	-

## 항원 정보

유전자명	BID
다른 이름	BID; BH3-interacting domain death agonist; p22 BID; BID
유전자 ID	637.0
SwissProt ID	P55957
면역원	이 항체는 Ser78 인산화 유전자인 BID 유전자 단백질을 대상으로 생성되었습니다. [인산염] 44-93

## 배경

이 유전자는 BAX 또는 BCL2와 같은 다른 BCL2 계열 단백질을 형성하는 BCL2 계열 단백질인 BCL-2 계열 단백질인 카스파제8(CASP8)에 의해 유도되는 크로모솜의 구성 요소입니다. CASP8은 인산화 단백질을 절단하고 COOH 말단은 크로모솜에 통합하도록 신호를 전달합니다. 이 단백질은 인산화 단백질과 일부 BCL2 계열 단백질은 아직 명명되지 않았습니다. [RefSeq 저널 2008년 7월, DOI인 BIK, BID, BAK, BAD 및 BAX는 세포 사멸 촉진과 Bcl-2 계열 단백질의 세포 사멸 억제에 대한 BH3 도메인 결합에 대한 기능적 주요 단백질 분해]

